

**SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON ETHILON - 4/0**  
**ago 16 mm conf. 36 pz.**



ETHILON - suture monofilamento sterili non assorbibili

- Codice Ethicon: 1162H
- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 16 mm
- Ago: FS-3
- Lunghezza sutura: 45 cm

- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico.