

SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON ETHILON - 8/0 ago 6,5 mm conf. 12 pz.



ETHILON - suture monofilamento sterili non assorbibili

- Codice Ethicon: 2808G
- Calibro: 8/0
- Metrico: 0.4
- Colore: nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 6.5 mm
- Ago: BV130-5
- Lunghezza sutura: 13 cm
- Minimo di vendita: confezione da 12 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico.