

## **SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON ETHILON - 6/0 ago 16 mm conf. 36 pz.**



ETHILON - suture monofilamento sterili non assorbibili

- Codice Ethicon: 660H
- Calibro: 6/0
- Metrico: 0.7
- Colore: nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 16 mm
- Ago: FS-3
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico.