

SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON ETHILON - 5/0 ago 19 mm conf. 36 pz.



ETHILON - suture monofilamento sterili non assorbibili

- Codice Ethicon: FH5171H
- Calibro: 5/0
- Metrico: 1.0
- Colore: blu
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 19 mm
- Ago: FS-2
- Lunghezza sutura: 75 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico.