

## **SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON ETHILON - 5/0 ago 13 mm conf. 36 pz.**



ETHILON - suture monofilamento sterili non assorbibili

- Codice Ethicon: 698H
- Calibro: 5/0
- Metrico: 1.0
- Colore: nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 13 mm
- Ago: P-3
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico.