

**SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON ETHILON - 3/0**  
**ago 24 mm conf. 36 pz.**



ETHILON - suture monofilamento sterili non assorbibili

- Codice Ethicon: 669H
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 24 mm
- Ago: FS-1
- Lunghezza sutura: 75 cm

- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico.