

## **SUTURA SETA ETHICON PERMA-HAND - 4/0 ago 19 mm - intrecciata - retta conf. 12 pz.**



PERMA-HAND - suture in seta, intrecciate, sterili, non assorbibili

- Codice Ethicon: 18507G
- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: nero
- Forma: Retta
- Lunghezza ago: 19 mm
- Ago: ST-4
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 12 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure

neurochirurgiche.