

SUTURA SETA ETHICON PERMA-HAND - 3/0 ago 22 mm - intrecciata conf. 12 pz.



PERMA-HAND - suture in seta, intrecciate, sterili, non assorbibili

- Codice Ethicon: 18509G
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: nero
- Forma: 1/2
- Lunghezza ago: 22 mm
- Ago: SH-1 Plus
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 12 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure

neurochirurgiche.