

**SUTURA SETA ETHICON PERMA-HAND - 3/0 ago 17 mm . Intrecciata conf. 36 pz.**



PERMA-HAND - suture in seta, intrecciate, sterili, non assorbibili

- Codice Ethicon: K872
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: nero
- Forma: 1/2
- Lunghezza ago: 17 mm
- Ago: RB-1
- Lunghezza sutura: 75 cm

- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure neurochirurgiche.