

SUTURA SETA ETHICON PERMA-HAND - 4/0 ago 19 mm - intrecciata conf. 36 pz.



PERMA-HAND - suture in seta, intrecciate, sterili, non assorbibili

- Codice Ethicon: 683H
- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 19 mm
- Ago: FS-2S
- Lunghezza sutura: 45 cm

- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure neurochirurgiche.