

## **SUTURA SETA ETHICON PERMA-HAND - 3/0 ago 24 mm - intrecciata conf. 36 pz.**



PERMA-HAND - suture in seta, intrecciate, sterili, non assorbibili

- Codice Ethicon: 684H
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 24 mm
- Ago: FS-1
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure

neurochirurgiche.