

SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON PROLENE BLUE **- 4/0 ago 19 mm FS-2 75 cm conf. 36 pz.**



PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu, sterili, non assorbibili

- Codice Ethicon: EH7150H
- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: blu
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 19 mm
- Ago: FS-2
- Lunghezza sutura: 75 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure

neurochirurgiche.