

SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON PROLENE BLUE **- 6/0 ago 16 mm conf. 24 pz.**



PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu, sterili, non assorbibili

- Codice Ethicon: W8873T
- Calibro: 6/0
- Metrico: 0.7
- Colore: blu
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 16 mm
- Ago: PC-3 Prime
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 24 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure

neurochirurgiche.