

## **SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON PROLENE BLUE** **- 3/0 ago 19 mm PS-2 conf. 36 pz.**



PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu, sterili, non assorbibili

- Codice Ethicon: 8687H
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: blu
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 19 mm
- Ago: PS-2
- Lunghezza sutura: 45 cm

- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure neurochirurgiche.