

**SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON PROLENE BLUE**  
**- 4/0 ago 13 mm P-3 Prime MP conf. 36 pz.**



PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu, sterili, non assorbibili

- Codice Ethicon: 8695H
- Calibro: 6/0
- Metrico: 0.7
- Colore: blu
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 13 mm
- Ago: P-3 Prime MP
- Lunghezza sutura: 45 cm

- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure neurochirurgiche.