

## **SUTURA ASSORBIBILE ETHICON MONOCRYL - 5/0 ago 13 mm conf. 36 pz.**

MONOCRYL - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 91-119 giorni

- Codice Ethicon: Y493H
- Calibro: 5/0
- Metrico: 1.0
- Colore: incolore
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 13 mm
- Ago: P-3 prime
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture Monocryl sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli ma mai nella chirurgia vascolare, neurologica, oftalmica e microchirurgia.