

SUTURA ASSORBIBILE ETHICON MONOCRYL - 4/0 ago 16 mm conf. 12 pz.



MONOCRYL - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 91-119 giorni

- Codice Ethicon: MCP3205G
- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: incolore
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 16 mm
- Ago: PS-3
- Lunghezza sutura: 70 cm
- Minimo di vendita: confezione da 12 pezzi

Le suture Monocryl sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli ma mai nella chirurgia vascolare, neurologica, oftalmica e microchirurgia.