

## **SUTURA ASSORBIBILE ETHICON VICRYL PLUS - 3/0 ago 17 mm - intrecciata conf. 36 pz.**



VICRYL PLUS INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 56-70 giorni

- Codice Ethicon: VCP305H
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: viola
- Forma: 1/2
- Lunghezza ago: 17 mm
- Ago: RB-1 PLus
- Lunghezza sutura: 70 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Vicryl Plus è indicato nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti, tranne che in ambito oftalmico, neurologico, cardiovascolare.