

SUTURA ASSORBIBILE ETHICON VICRYL PLUS - 2/0 ago 24 mm - intrecciata conf. 36 pz.



VICRYL PLUS INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 56-70 giorni

- Codice Ethicon: VCP453H
- Calibro: 2/0
- Metrico: 3.0
- Colore: viola
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 24 mm
- Ago: FS-1
- Lunghezza sutura: 70 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Vicryl Plus è indicato nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti, tranne che in ambito oftalmico, neurologico, cardiovascolare.