

SUTURA ASSORBIBILE ETHICON VICRYL PLUS - 4/0
ago 13 mm - intrecciata conf. 36 pz.



VICRYL PLUS INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 56-70 giorni

- Codice Ethicon: VCP494H
- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: incolore
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 13 mm
- Ago: P-3

- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Vicryl Plus è indicato nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti, tranne che in ambito oftalmico, neurologico, cardiovascolare.