

SUTURA ASSORBIBILE ETHICON VICRYL RAPID - 3/0 ago 17 mm - intrecciata conf. 36 pz.



VICRYL RAPID INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 42 giorni

- Codice Ethicon: V76H
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: incolore
- Ago: J-1
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Vicryl Rapid Braided è indicato esclusivamente per l'avvicinamento di tessuti molli superficiali quali pelle e mucosa, dove è richiesto un supporto di breve periodo (7-10 giorni).