

## **SUTURA ASSORBIBILE ETHICON VICRYL RAPID - 3/0 ago 22 mm - intrecciata conf. 12 pz.**



VICRYL RAPID INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 42 giorni

- Codice Ethicon: V2190G
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: incolore
- Forma: 1/2
- Lunghezza ago: 22 mm
- Ago: SH-1 PLus
- Lunghezza sutura: 70 cm
- Minimo di vendita: confezione da 12 pezzi

Vicryl Rapid Braided è indicato esclusivamente per l'avvicinamento di tessuti molli superficiali quali pelle e mucosa, dove è richiesto un supporto di breve periodo (7-10 giorni).