

SUTURA ASSORBIBILE ETHICON VICRYL RAPID - 3/0 ago 19 mm - intrecciata conf. 36 pz.



VICRYL RAPID INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 42 giorni

- Codice Ethicon: VR2298
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: incolore
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 19 mm
- Ago: FS-2
- Lunghezza sutura: 75 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Vicryl Rapid Braided è indicato esclusivamente per l'avvicinamento di tessuti molli superficiali quali pelle e mucosa, dove è richiesto un supporto di breve periodo (7-10 giorni).