

SUTURA ASSORBIBILE ETHICON VICRYL RAPID - 5/0
ago 19 mm - intrecciata conf. 36 pz.



VICRYL RAPID INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 42 giorni

- Codice Ethicon: V2910H
- Calibro: 5/0
- Metrico: 1.0
- Colore: incolore
- Forma: 3/8C
- Lunghezza ago: 19 mm
- Ago: FS-2

- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Vicryl Rapid Braided è indicato esclusivamente per l'avvicinamento di tessuti molli superficiali quali pelle e mucosa, dove è richiesto un supporto di breve periodo (7-10 giorni).