

SUTURA NON ASS. TRUBOND calibro 5/0, curva 3/8, ago 20 mm - 76 cm - verde conf. 12 pz.



TRUBOND - sutura non assorbibile, poliestere intrecciato rivestito di silicone per sostegno permanente e resistenza

Equivalente a Ethicon: ETHIBOND/MERSILENE

- Calibro: 5/0
- Metrico: 1
- Colore: Verde
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: Arrotondato doppio braccio
- Lunghezza ago: 20 mm
- Lunghezza sutura: 76 cm

Caratteristiche tecniche

- poliestere intrecciato rivestito di silicone per un agevole fissaggio del nodo

- elevata resistenza alla trazione per garantire affidabilità
- bassa reattività dei tessuti - nessun cambiamento significativo nel corpo
- molto maneggevole e durevole
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni

- fissaggi permanenti e amovibili
- impianti prostatici
- lifting facciali
- chirurgia cardiovascolare
- ideale per riparazione/sostituzione valvole

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.