

SUTURA NON ASS. TRUBOND calibro 5, curva 1/2, ago 55 mm - 100 cm - verde conf. 12 pz.



TRUBOND - sutura non assorbibile, poliestere intrecciato rivestito di silicone per sostegno permanente e resistenza

Equivalente a Ethicon: ETHIBOND/MERSILENE

- Calibro: 5
- Metrico: 7
- Colore: Verde
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: Punta trocar pesante
- Lunghezza ago: 55 mm
- Lunghezza sutura: 100 cm

Caratteristiche tecniche

- poliestere intrecciato rivestito di silicone per un agevole fissaggio del nodo

- elevata resistenza alla trazione per garantire affidabilità
- bassa reattività dei tessuti - nessun cambiamento significativo nel corpo
- molto maneggevole e durevole
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni

- fissaggi permanenti e amovibili
- impianti prostatici
- lifting facciali
- chirurgia cardiovascolare
- ideale per riparazione/sostituzione valvole

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.