

## **SUTURA NON ASS. TRUSTEEL calibro 1, curva 1/2, ago 40 mm - 45 cm - naturale conf. 48 pz.**



TRUSTEEL - sutura monofilamento non assorbibile in acciaio

Equivalente a Ethicon: ETHISTEEL

- Calibro: 1
- Metrico: 4
- Colore: Natural
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: Arrotondato punta smussa
- Lunghezza ago: 40 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche

- monofilamento in acciaio inox grado LVM 316

- compatibilità ottimale con tessuti corporei
- reattività dei tessuti bassa o assente
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

#### Applicazioni

- chirurgia ortopedica
- chiusura dello sterno

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.