

SUTURA NON ASS. TRUSTEEL calibro 6, curva 1/2, ago 48 mm - 75 cm - naturale conf. 24 pz.



TRUSTEEL - sutura monofilamento non assorbibile in acciaio

Equivalente a Ethicon: ETHISTEEL

- Calibro: 6
- Metrico: 8
- Colore: Natural
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: Taglio convenzionale
- Lunghezza ago: 48 mm
- Lunghezza sutura: 75 cm

Caratteristiche tecniche

- monofilamento in acciaio inox grado LVM 316

- compatibilità ottimale con tessuti corporei
- reattività dei tessuti bassa o assente
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni

- chirurgia ortopedica
- chiusura dello sterno

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.