

**SUTURA NON ASS. TRULON calibro 2/0, curva 3/8,
ago 45 mm - 70 cm - nero conf. 12 pz.**



TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide

Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON

- Calibro: 2/0
- Metrico: 3.0
- Colore: Nero
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio inverso
- Lunghezza ago: 45 mm
- Lunghezza sutura: 70 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di poliammide

- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- per la chiusura cuticolare e sottocuticolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali
- micro chirurgia

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.