

**SUTURA NON ASS. TRULON calibro 3/0, curva 3/8,
ago 20 mm - 45 cm - blu conf. 12 pz.**



TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide

Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON

- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: Blu
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio convenzionale
- Lunghezza ago: 20 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di poliammide

- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- per la chiusura cuticolare e sottocuticolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali
- micro chirurgia

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.