

**SUTURA NON ASS. TRULON calibro 4/0, curva 3/8,  
ago 10 mm - 38 cm - nero conf. 12 pz.**



TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide

Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON

- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: Nero
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio convenzionale
- Lunghezza ago: 10 mm
- Lunghezza sutura: 38 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di poliammide

- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- per la chiusura cuticolare e sottocuticolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali
- micro chirurgia

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.