

**SUTURA NON ASS. TRUSILK calibro 2/0, curva 1/2,
ago 30 mm - 76 cm - nero conf. 12 pz.**



TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile di seta nera intrecciata

Equivalente a Ethicon: MERSILK / PERMA-HAND SILK

- Calibro: 2/0
- Metrico: 3.0
- Colore: Nero
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: arrotondato
- Lunghezza ago: 30 mm
- Lunghezza sutura: 76 cm

Caratteristiche tecniche:

- realizzata con fibre proteiche al 100%

- rivestita di cera/silicone
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- chirurgia generale
- chirurgia oftalmica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia gastrointestinale
- chirurgia ortopedica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.