

**SUTURA NON ASS. TRUSILK calibro 3/0, curva 1/2,
ago 22 mm - 45 cm - nero conf. 12 pz.**



TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile di seta nera intrecciata

Equivalente a Ethicon: MERSILK / PERMA-HAND SILK

- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: Nero
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: taglio convenzionale
- Lunghezza ago: 22 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche:

- realizzata con fibre proteiche al 100%

- rivestita di cera/silicone
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- chirurgia generale
- chirurgia oftalmica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia gastrointestinale
- chirurgia ortopedica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.