

**SUTURA NON ASS. TRUSILK calibro 5/0, curva 3/8,
ago 19 mm - 70 cm - nero conf. 12 pz.**



TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile di seta nera intrecciata

Equivalente a Ethicon: MERSILK / PERMA-HAND SILK

- Calibro: 5/0
- Metrico: 1.0
- Colore: Nero
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio inverso
- Lunghezza ago: 19 mm
- Lunghezza sutura: 70 cm

Caratteristiche tecniche:

- realizzata con fibre proteiche al 100%

- rivestita di cera/silicone
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- chirurgia generale
- chirurgia oftalmica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia gastrointestinale
- chirurgia ortopedica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.