

**SUTURA NON ASS. TRULENE calibro 6/0, curva 3/8,
ago 16 mm - 45 cm - blu conf. 12 pz.**



TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile in polipropilene

Equivalente a Ethicon: PROLENE

- Calibro: 6/0
- Metrico: 0.7
- Colore: Blu
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio convenzionale
- Lunghezza ago: 16 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di polipropilene

- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- cura di ernie
- impianti permanenti
- chirurgia generale
- micro chirurgia
- chirurgia ortopedica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia plastica
- può essere utilizzata anche in procedure oftalmiche e neurologiche

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.