

SUTURA ASS. TRUBARB calibro 0, curva 1/2, ago 37mm - 30cm - viola conf. 6 pz.



TRUBARB - sutura chirurgica ad ago senza nodi assorbibile (sintetica) per chiusura tessuti

Equivalente a Ethicon: STRATAFIX

- Calibro: 0
- Metrico: 3,5
- Colore: Viola
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: Punto conico
- Lunghezza ago: 37 mm
- Lunghezza sutura: 30 cm

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento di polidiossanone

- tappo triangolare sicuro ed efficace
- sutura barbed a elica monodirezionale con taglio ad angolo singolo
- ago classe mondiale 300 serie QNPL
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 3 anni

Applicazioni

- ginecologia e urologia
- chirurgia generale
- oncologia
- chirurgia plastica ed estetica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.