

## **SUTURA ASS. TRUBARB** **calibro 2/0, curva 1/2, ago** **26mm - 30cm - viola conf. 6 pz.**



TRUBARB - sutura chirurgica ad ago senza nodi assorbibile (sintetica) per chiusura tessuti

Equivalente a Ethicon: STRATAFIX

- Calibro: 2/0
- Metrico: 3
- Colore: Viola
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: Punto conico
- Lunghezza ago: 26 mm
- Lunghezza sutura: 30 cm

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento di polidiossanone

- tappo triangolare sicuro ed efficace
- sutura barbed a elica monodirezionale con taglio ad angolo singolo
- ago classe mondiale 300 serie QNPL
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 3 anni

#### Applicazioni

- ginecologia e urologia
- chirurgia generale
- oncologia
- chirurgia plastica ed estetica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.