

## **SUTURA ASS. MONOGLYDE calibro 3/0, curva 3/8, ago 25 mm - 70 cm - incolore conf. 12 pz.**



MONOGLYDE - sutura monofilamento assorbibile in poliglecaprone 25

Equivalente a Ethicon: MONOCRYL

- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: Incolore
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio convenzionale con profilo ago allungato
- Lunghezza ago: 25 mm
- Lunghezza sutura: 70 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento

- poliglecaprone 25
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 3 anni
- supporto della ferita: 21-28 giorni
- assorbimento di massa: 90-120 giorni

Applicazioni:

- usato per riparazione sottocuticolare e approssimazione generale dei tessuti molli
- anastomosi intestinale
- chiusura del peritoneo
- chiusura dell'utero e della cuffia vaginale
- non raccomandata per l'uso in tessuto cardiovascolare o neurologico, microchirurgia o chirurgia oftalmica
- poiché questa è una sutura assorbibile, non dovrebbe essere usata per approssimazione estesa del tessuto (fascia)

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.