

SUTURA ASSORBIBILE TRUSYNTH FAST calibro 2/0, curva 3/8, ago 24 mm - 70 cm - incolore conf. 12 pz.



Sutura Assorbibile Trusynth Fast 2/0 con Ago Curvo 3/8 da 24 mm

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido

Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID

- Calibro: 2/0
- Metrico: 3.0
- Colore: Incolore
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio inverso
- Lunghezza ago: 24 mm

- Lunghezza sutura: 70 cm

Caratteristiche tecniche:

- sutura chirurgica riassorbibile sintetica
- intrecciato e rivestito con poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- periodo di assorbimento: 42 giorni

Applicazioni:

- riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

La Sutura Assorbibile Trusynth Fast 2/0 è una sutura chirurgica sintetica a rapido assorbimento realizzata in poliglactina 910 intrecciata e rivestita, progettata per garantire un'elevata maneggevolezza, un passaggio atraumatico nei tessuti e un supporto efficace durante le prime fasi della guarigione.

Questa configurazione è dotata di ago curvo 3/8 da 24 mm e filo da 70 cm, risultando particolarmente indicata per procedure chirurgiche che richiedono una sutura temporanea con assorbimento rapido. Grazie alla sua struttura intrecciata, offre ottima resistenza iniziale e sicurezza del nodo, facilitando il lavoro del professionista sanitario.

La sutura Trusynth Fast rappresenta un'alternativa equivalente alle principali suture a rapido assorbimento utilizzate in chirurgia generale, chirurgia ambulatoriale, dermatologia, ginecologia e altre applicazioni che richiedono il riavvicinamento dei tessuti molli. Sterilizzata con ossido di etilene, viene fornita pronta all'uso in confezione sterile da 12 pezzi.

La formulazione a rapido assorbimento riduce la necessità di rimozione del filo e contribuisce al comfort del paziente durante il decorso post-operatorio.

FAQ - Domande e Risposte**Che tipo di sutura è Trusynth Fast?**

È una sutura chirurgica sintetica riassorbibile a rapido assorbimento in poliglactina 910.

Qual è il calibro della sutura?

La sutura ha calibro 2/0.

Quali sono le caratteristiche dell'ago?

È dotata di ago curvo 3/8 da 24 mm.

Quanto misura il filo di sutura?

La lunghezza del filo è di 70 cm.

In quali ambiti viene utilizzata?

È indicata per il riavvicinamento dei tessuti molli in numerose procedure chirurgiche e ambulatoriali.

Sutura assorbibile Trusynth Fast 2/0 con ago curvo 3/8 da 24 mm e filo da 70 cm.

Confezione sterile da 12 pezzi per uso professionale.