

## **SUTURA ASS. TRUSYNTH FAST calibro 4/0, curva 3/8, ago 19 mm - 45 cm - incolore conf. 12 pz.**



TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido

Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID

- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: Incolore
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio inverso
- Lunghezza ago: 19 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche:

- sutura chirurgica riassorbibile sintetica

- intrecciato e rivestito con poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- periodo di assorbimento: 42 giorni

Applicazioni:

- riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.