

## **SUTURA ASS. PDSYNTH calibro 1, curva 1/2, ago 40 mm - 90 cm - viola conf. 12 pz.**



PDSYNTH - sutura monofilamento assorbibile in polidioxanone

Equivalente a Ethicon: PDS o PDS II

- Calibro: 1
- Metrico: 4,0
- Colore: Viola
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: arrotondato
- Lunghezza ago: 40 mm
- Lunghezza sutura: 90 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento

- polidioxanone
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 35-42 giorni
- assorbimento di massa: 180-210 giorni

Applicazioni:

- chiusura della guaina del retto
- chiusura della fascia e tratto gastrointestinale
- chirurgia cardiovascolare pediatrica
- ambulatori geriatrici
- chirurgia ortopedica
- chirurgia generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.