

## **SUTURA ASS. TRUSYNTH calibro 2/0, curva 1/2, ago 30 mm - 90 cm - viola conf. 12 pz.**



TRUSYNTH - poliglactina intrecciata e rivestita 910

Equivalente a Ethicon: VICRYL

- Calibro: 2/0
- Metrico: 3,0
- Colore: Viola
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: arrotondato
- Lunghezza ago: 30 mm
- Lunghezza sutura: 90 cm

Caratteristiche tecniche:

- poliglactina 910 intrecciata e rivestita

- rivestita da calcio e poliglactina 370
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 56-70 giorni

#### Applicazioni:

- procedure oftalmiche
- chiusure della mucosa
- chiusura della pelle
- chirurgia dentale
- chirurgia ortopedica
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.