

SUTURA ASS. TRUSYNTH calibro 3/0, curva 1/2, ago 19 mm - 75 cm - viola conf. 12 pz.



TRUSYNTH - poliglactina intrecciata e rivestita 910

Equivalente a Ethicon: VICRYL

- Calibro: 3/0
- Metrico: 2,0
- Colore: Viola
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: taglio conico
- Lunghezza ago: 19 mm
- Lunghezza sutura: 75 cm

Caratteristiche tecniche:

- poliglactina 910 intrecciata e rivestita

- rivestita da calcio e poliglactina 370
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 56-70 giorni

Applicazioni:

- procedure oftalmiche
- chiusure della mucosa
- chiusura della pelle
- chirurgia dentale
- chirurgia ortopedica
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.