

## **SUTURA ASS. TRUGLYDE calibro 1, curva 1/2, ago 40 mm - 90 cm - viola conf. 12 pz.**



TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito

- Calibro: 1
- Metrico: 4,0
- Colore: Viola
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: arrotondato
- Lunghezza ago: 40 mm
- Lunghezza sutura: 90 cm

Caratteristiche tecniche:

- acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio e poliglactina 310

- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 70-90 giorni

Applicazioni:

- per la chiusura, riavvicinamento dei tessuti molli durante interventi generali, ginecologici e ortopedici

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.