

**SUTURA ASS. TRUGLYDE calibro 3/0, curva 3/8, ago
19 mm - 75 cm - incolore conf. 12 pz.**



TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito

- Calibro: 3/0
- Mettrico: 2,0
- Colore: Incolore
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio inverso
- Lunghezza ago: 19 mm
- Lunghezza sutura: 75 cm

Caratteristiche tecniche:

- acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio e poliglactina 310

- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 70-90 giorni

Applicazioni:

- per la chiusura, riavvicinamento dei tessuti molli durante interventi generali, ginecologici e ortopedici

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.