

**SUTURA ASS. TRUGLYDE calibro 4/0, curva 1/2, ago
17 mm - 75 cm - incolore conf. 12 pz.**



TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito

- Calibro: 4/0
- Metrico: 1,5
- Colore: Incolore
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: arrotondato
- Lunghezza ago: 17 mm
- Lunghezza sutura: 75 cm

Caratteristiche tecniche:

- acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio e poliglactina 310

- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 70-90 giorni

Applicazioni:

- per la chiusura, riavvicinamento dei tessuti molli durante interventi generali, ginecologici e ortopedici

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.