

**SUTURA ASS. TRUGLYDE FAST calibro 1/0, curva 1/2,  
ago 40 mm - 90 cm - incolore conf. 12 pz.**



TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non tinto ad assorbimento rapido

- Calibro: 1
- Metrico: 4.0
- Colore: Incolore
- Forma: 1/2
- Tipo di ago: arrotondato
- Lunghezza ago: 40 mm
- Lunghezza sutura: 90 cm

Caratteristiche tecniche:

- intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio e polycaprolactone

- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione: 5 anni
- supporto della ferita: 7-10 giorni
- assorbimento di massa: 40-42 giorni

Applicazioni:

- episiotomia
- circoncisione
- chiusura della pelle

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.