

**SUTURA ASS. TRUGLYDE FAST calibro 4/0, curva 3/8,  
ago 20 mm - 75 cm - incolore conf. 12 pz.**



TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non tinto ad assorbimento rapido

- Calibro: 4/0
- Mettrico: 1.5
- Colore: Incolore
- Forma: 3/8
- Tipo di ago: taglio inverso
- Lunghezza ago: 20 mm
- Lunghezza sutura: 75 cm

Caratteristiche tecniche:

- intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio e polycaprolactone

- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione: 5 anni
- supporto della ferita: 7-10 giorni
- assorbimento di massa: 40-42 giorni

Applicazioni:

- episiotomia
- circoncisione
- chiusura della pelle

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.