

CLINICEL STANDARD 5,1 x 7,6 cm conf. 6 pz.



CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

Equivalente marchio Ethicon: SURGICEL

- Clinicel standard
- 5,1 x 7,6 cm
- 2 x 3 pollici

Caratteristiche:

- emostatico assorbibile
- ricavato da cellulosa ossidata a rigenerata (prodotto a base vegetale)
- malleabile e flessibile

Applicazioni:

- neurochirurgia: interventi chirurgici a cervello, sistema ventricolare, chirurgia spinale

- cardiocirurgia: chirurgia di sostituzione valvola, emorragia midollare di sterna, approccio alla base del cranio, chirurgia cerebrovascolare
- chirurgia ginecologica: perforazione parete uterina
- ORL: epistassi posteriore
- chirurgia generale: perforazioni iatrogene

Manuale e scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Emostasi efficace: in 3-5 minuti

Sterilizzazione: radiazione gamma

Periodo di validità: 3 anni