

## **CLINICEL STANDARD 10 x 20 cm conf. 6 pz.**



### **CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL**

Equivalente marchio Ethicon: SURGICEL

- Clinicel standard
- 10 x 20 cm
- 4 x 8 pollici

#### **Caratteristiche:**

- emostatico assorbibile
- ricavato da cellulosa ossidata a rigenerata (prodotto a base vegetale)
- malleabile e flessibile

#### **Applicazioni:**

- neurochirurgia: interventi chirurgici a cervello, sistema ventricolare, chirurgia spinale

- cardiocirurgia: chirurgia di sostituzione valvola, emorragia midollare di sterna, approccio alla base del cranio, chirurgia cerebrovascolare
- chirurgia ginecologica: perforazione parete uterina
- ORL: epistassi posteriore
- chirurgia generale: perforazioni iatrogene

Manuale e scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Emostasi efficace: in 3-5 minuti

Sterilizzazione: radiazione gamma

Periodo di validità: 3 anni